

I-18



REGULATION AUVELIS

Régulation adaptée pour tous types
d'emballages : boîte métallique ou verre
(tous formats) et emballage souple
(poche, barquette, etc...).



Ecran tactile industriel 10 pouces

AUTOMATISME DE PILOTAGE

- Mémorisation de 80 recettes.
- Pilotage, contrôle et programmation possible sur PC déporté (connexion réseau/supervision).
- Support technique à distance par réseau informatique.
- Lors du cycle en cours, affichage numérique des consignes (T°C, pression ...) et des valeurs réelles correspondantes. Confirmation d'activation des électrovannes par voyants.



CYCLE

- Température et Temps de stérilisation.
- Température ou Temps de refroidissement.
- Contrôle de la pression automatique avec décompression progressive en fin de cycle.
- Palier de dégazage réglable en température et en temps (Familia Wiss, Le Parfait, Weck etc.).

CONTROLE DE LA PRESSION


- La valeur de la contre pression d'air est réglable et mémorisable pour chaque programme.

ALARMES


- Différentes alarmes configurables pour sécuriser le cycle (surveillance écart T°C, ...).

MODE MANUEL

- Permet de piloter les électrovannes et différents capteurs.



Exemple de programme



Allée du Roc – BP99 –
47200 MARMANDE CEDEX
Tél. 33 (0)5.53.20.96.00

info@auriol-sa.fr – www.auriol-sa.com



REGULATION AUVELIS

Régulation AUVELIS : Automatisme dégazage

La stérilisation des bocaux Le Parfait, Familia Wiss ou Weck exige leur mise sous vide pour garantir leur étanchéité.

Notre système de régulation permet de régler et de mémoriser pour chaque programme :

- la température du palier de dégazage.
- la durée du dégazage.
- la valeur de la contre pression.
- la température de stérilisation.
- la durée de stérilisation.
- la durée du refroidissement ou la température de refroidissement.
- En fin de refroidissement atténuation et arrêt de la contre pression.

Système d'enregistrement

Enregistrement intégré à la régulation AUVELIS.

Chaque cycle est associé à un numéro d'OF, créé à partir de l'horodatage.

Les données sont stockées directement sur le module de régulation AUVELIS.

La récupération des données se fait par clé USB ou câble réseau.

Celles-ci sont ensuite lues et retraitées sur un PC équipé du logiciel fourni avec le système (Fourniture PC non compris).

Option : Kit R&D

Composition du kit : 2 Sondes à cœur (lg 50 ou 115) + 2 presses étoupe + 1 presse étoupe autoclave + 1 outil de perforation.

Le kit R&D est le kit indispensable afin de valider vos recettes (valeurs stérilisatrices / pasteurisatrices). Positionné directement au cœur du produit et raccordé à la régulation AUVELIS, il permet de visualiser en direct l'évolution de la température de votre produit.